


Assistent



SICHERHEIT & KOMFORT IM BAD

Montageanleitung: Badezimmer-Hocker rund

Инструкция за монтаж: Столче без облегалка за баня, кръгло; Návod k montáži: Koupelnová stolička, kulatá; Monteringsvejledning: Badeværelsestaburet, rund; Instrucciones de montaje: Taburete redondo de baño; Notice de montage: Siège pour salle de bain rond; Asennusohje: Kylpyhuoneen jakkara, pyöreä; Instructions for assembly: Bathroom stool, round; Οδηγίες συναρμολόγησης: Στρογγυλό σκαμπό μπάνιου; Szerelési útmutató: Fürdőszoba-zsámoly, kerek; Uputa za montažu: Kupaonska sjedalica, okrugla; Istruzioni di montaggio: Sgabello da bagno, rotondo; Monteringsanvisning: Taburett for badet, rund; Montagehandleiding: Badkamerkrukje, rond; Instrukcja montażu: Stolek łazienkowy, okrągły; Instrucțiuni de montaj: Scăunel pentru baie, rotund; Указания по установке: Табурет для ванной комнаты, круглое сиденье; Monteringsanvisningar: Badrumspall, rund; Navodila za montažo: Stolček za kopalnico, okrogel; Montaj Talimatı: Banyo Taburesi – Yuvarlak.



Art.-Nr.: A0060310107

CZ



Důležité informace:

Před každým použitím zkontrolujte polohu sedátka. Nohy musejí dosedat na podlahu ve všech čtyřech dotkových bodech. Maximální nosnost: 100 kg


Pokyny k čištění a údržbě:

1. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky a v žádném případě nepoužívejte ředidlo nebo benzín.
2. Na usazeniny vodního kamene doporučuje RIDDER 25% octovou esenci nebo obyčejný kuchyňský ocet.
3. Nepoužívejte čisticí prostředky agresivní vůči plastům.

1x 4x 1x 4x 6x 1x



SW10




1.


4x
3

2
4x


1



2.




3.



Assistent

SICHERHEIT & KOMFORT IM BAD



RIDDER GmbH

Ridder Straße 1, D-56379 Singhofen

Tel.: +49 (2604) 9541-0, Fax +49 (2604) 9541-50

Mail: info@ridder-online.de, www.ridder-online.de

Made in China

Design & Quality

RIDDER Germany